


Für den Notfall!

Name

Geb.

Wohnort

Mein/e Bevollmächtigte/r für Rückfragen



Ich bin hörgeschädigt!

Ich trage folgende Hörsysteme:

Rechts: Cochlea-Implantat / Hörgerät

Merkmal:.....

Links: Cochlea-Implantat / Hörgerät


Merkmal:.....

Wichtig: Bitte die Seiten nicht verwechseln!

Ein Cochlea-Implantat (CI) ersetzt bei Ertaubung den natürlichen Hörvorgang durch elektronisches Hören.

Bitte unbedingt beachten:

- Ohne Sprachprozessor bin ich gehörlos
- Blickkontakt mit der Möglichkeit das Mundbild zu sehen ist bei der Kommunikation für mich sehr wichtig!
- Sprachprozessor ein- und ausschalten: *drücken Sie den runden Knopf (2) an der Oberseite des Audioprozessors.*
- Sprachprozessor anlegen:
 - Single Unit Prozessor an den unsichtbaren Magnet unter der Kopfhaut anheften (befindet sich etwas oberhalb/hinter der Ohrmuschel)
- Akkus laden: *Schalten Sie den RONDO 2 aus und legen Sie ihn mit dem MED-EL Logo nach oben genau in die Mitte der Ladestation. Stellen Sie sicher, dass der RONDO 2 korrekt auf der Ladestation liegt! Das MED-EL Logo muss nach oben zeigen.*
- Nachts die Cochlea-Implantate und Hörgeräte bitte in die Trockenbox legen



Keine MRT ohne vorherige Klärung und fachlicher Anordnung mit einem HNO-Facharzt der CI-implantierenden Klinik



Wichtige Mitteilungen an mich bitte ggf. auch aufschreiben!

© Bayerischer Cochlea-Implantat-Verband e.V., www.bayciv.de